	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.0
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		24/02/2020	
			Pag. 1 di 2	

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI MALATTIA DA CORONAVIRUS PER IL TRASFERIMENTO DI PAZIENTI E PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE CHE PRODUCONO AEROSOL

SEQUENZA PER INDOSSARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella presente istruzione sono allineati alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

N.B. Eseguire la vestizione nell'area identificata a tale scopo.

Rimuovere anelli, bracciali, orologio, etc... e posare il telefono o il dispositivo di comunicazione

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare la tuta di protezione



- Estrarre dalla confezione la tuta, dispiegarla controllando che non presenti rotture o difetti.
- Se la tuta ha i calzari incorporati:
 - arrotolare la tuta ed infilare i piedi nei calzari, sedendosi se necessario.
 - indossare la tuta senza sollevare il cappuccio.
- Se la tuta non ha i calzari incorporati:
 - indossare la tuta infilandola dai piedi senza sollevare il cappuccio.
 - Indossare i calzari a gambale, sedendosi se necessario e distendendo il gambale.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il FACCIALE FILTRANTE FFP2 o FFP3 a protezione delle vie respiratorie

- Indossare il facciale filtrante FFP2 (FFP3 per procedure che generano aerosol* e per l'esecuzione del tampone naso-faringeo e oro-faringeo) avendo cura di assicurare gli elastici sul capo e intorno al collo sotto le orecchie.
- Adattare al viso modellando il DPI con una leggera compressione delle dita sul naso e sotto al mento. Modellare lo stringinaso.
- Eseguire la prova di tenuta appoggiare le mani sul facciale filtrante ed inspirare rapidamente: il facciale filtrante si deve ritrarre leggermente. Se non si avvertono perdite d'aria tra il viso ed il bordo di tenuta, significa che il respiratore è stato indossato correttamente. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o degli elastici e rifare la prova di tenuta.

ATTENZIONE: il dispositivo non è certificato per garantire una protezione efficace per gli operatori con la barba non rasata.

*ventilazione meccanica non invasiva, intubazione ed estubazione, aspirazione delle vie respiratorie con circuito aperto, broncoscopia, lavaggio broncoalveolare, manovre di induzione dell'espettorato.

Indossare gli OCCHIALI/SOVRA-OCCHIALI di protezione

- Indossare gli occhiali/sovra-occhiali di protezione dotati di chiusura laterale.
- L'occhiale deve aderire bene al volto.

Indossare la VISIERA di protezione

- Indossare la visiera avendo cura di non lasciare spazio tra il dispositivo e le sopracciglia.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il PRIMO PAIO DI GUANTI (in nitrile)


- Prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

Completare la vestizione della tuta

- Sistemare l'elastico della tuta in modo da afferrare il pollice
- Sollevare il cappuccio.
- Chiudere completamente la cerniera della tuta.
- Chiudere completamente il sottogola.
- Verificare il confort della tuta eseguendo alcuni movimenti.

Indossare il SECONDO PAIO DI GUANTI (in nitrile)

- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.0
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		24/02/2020	
			Pag. 2 di 2	

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI MALATTIA DA CORONAVIRUS PER IL TRASFERIMENTO DI PAZIENTI E PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE CHE PRODUCONO AEROSOL

SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

N.B. Eseguire la rimozione dei DPI nell'area identificata a tale scopo.

I DPI/DM rimossi devono essere collocati nel contenitore rigido per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Rimuovere il PRIMO PAIO DI GUANTI

ATTENZIONE: La parte esterna dei guanti potrebbe essere contaminata.

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano guantata in modo tale da evitare di strapparlo o di togliere contemporaneamente anche l'altro guanto sottostante.
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano che indossa ancora i guanti.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Rimuovere la TUTA

ATTENZIONE: La parte esterna anteriore potrebbe essere contaminata.

- Afferrare l'indumento dalla parte posteriore del cappuccio e delle spalle.
- Fare alcuni movimenti per aiutare lo scivolamento dell'indumento.
- Rovesciare l'indumento dall'interno verso l'esterno avendo cura di arrotolarlo e lasciando le mani all'interno delle maniche.
- Arrotolare l'indumento lentamente fino ai piedi senza sfilare completamente la tuta dai piedi.
- Estrarre le mani dalle maniche.
- Togliere completamente la tuta di protezione sfilandola lentamente dai piedi. Se i calzari non sono incorporati nella tuta, sfilarli assieme alla tuta.

Rimuovere il secondo paio di GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparlo. Non toccare le parti scoperte (mano, polso, braccio) .
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare un paio di guanti puliti

Rimuovere la VISIERA di protezione

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la testa ove è improbabile la contaminazione.
- Se il dispositivo è pluriuso, questo andrà ricondizionato decontaminandolo con l'uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere gli OCCHIALI/SOVRA-OCCHIALI di protezione

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo dalle astine laterali.
- Se il dispositivo è pluriuso, questo andrà ricondizionato decontaminandolo con l'uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere il FACCIALE FILTRANTE

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione.

Rimuovere i GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparlo. Non toccare le parti scoperte (mano, polso, braccio).
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con il GEL ALCOLICO

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

Per chiudere il contenitore l'operatore deve:

- Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO.
- Indossare un paio di guanti (in nitrile).
- Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.
- Chiudere il sacco con l'apposita fascetta senza comprimere il contenuto.
- Chiudere il contenitore con il coperchio.

N.B. Il rifiuto dovrà essere inviato allo smaltimento assicurandosi che anche il contenitore venga termodistrutto. In caso di contenitore riutilizzabile apporre sullo stesso una etichetta con l'indicazione *“Attenzione contenitore da sottoporre a termodistruzione”*.